



Otoscopio Heine Mini 3000 LED Direct con Speculum Riutilizzabili - Nero - D-008.70.220

Codice GEF (SKU) 31662

EAN / GTIN 4053755202546

OTOSCOPIO HEINE MINI 3000 LED 2,5V Otoscopio illuminazione diretta Mini 3000 LEDHQ · Nero · Codice HEINE: D-008.70.220 · Speculum riutilizzabili 4 pz. x 4 mm · Speculum monouso AllSpec 10 pz. x 4 mm ·

CARATTERISTICHE TECNICHE

- OTOSCOPIO HEINE MINI 3000 LED 2,5V Otoscopio illuminazione diretta Mini 3000 LEDHQ
- Nero
- Codice HEINE: D-008.70.220
- Speculum riutilizzabili 4 pz. x 4 mm
- Speculum monouso AllSpec 10 pz. x 4 mm
- Manico batteria (Batterie incluse) Otoscopio compatto con illuminazione LED diretta. Resa cromatica naturale, il LED non richiede sostituzione. Design esclusivo. Struttura robusta. Vista dettagliata - elimina i riflessi del rivestimento interno nero della testina - immagini ad alta risoluzione - temperatura di colore 4.000°K - ingrandimento 3X - particolarmente brillante grazie al LEDHQ Funzionamento intuitivo - sempre a portata di mano grazie al pratico attacco a clip - spegnimento automatico appena viene agganciato alla tasca - strumentazione semplice Visualizzazione finestra fissa, ruotabile lateralmente - tempo di funzionamento fino a 10 ore

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755202546

CODICE GEF

31662



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697