



## Otoscopio Heine Mini 3000 LED Direct con Speculum Riutilizzabili e Astuccio - Blu - D-856.20.021

Codice GEF (SKU) 31665

EAN / GTIN 4053755202553

OTOSCOPIO HEINE MINI 3000 LED 2,5V Otoscopio illuminazione diretta Mini 3000 LEDHQ • Blu • Codice HEINE: D-856.20.021 • Speculum riutilizzabili 4 pz. x 4 mm • Speculum monouso AllSpec 10 pz. x 4 mm •

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- OTOSCOPIO HEINE MINI 3000 LED 2,5V Otoscopio illuminazione diretta Mini 3000 LEDHQ
- Blu
- Codice HEINE: D-856.20.021
- Speculum riutilizzabili 4 pz. x 4 mm
- Speculum monouso AllSpec 10 pz. x 4 mm
- Manico batteria (Batterie incluse)
- Astuccio rigido Otoscopio compatto con illuminazione LED diretta. Resa cromatica naturale, il LED non richiede sostituzione. Design esclusivo. Struttura robusta. Vista dettagliata - elimina i riflessi del rivestimento interno nero della testina - immagini ad alta risoluzione - temperatura di colore 4.000°K - ingrandimento 3X - particolarmente brillante grazie al LEDHQ Funzionamento intuitivo - sempre a portata di mano grazie al pratico attacco a clip - spegnimento automatico appena viene agganciato alla tasca - strumentazione semplice Visualizzazione finestra fissa, ruotabile lateralmente - tempo di funzionamento fino a 10 ore

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755202553

CODICE GEF

31665



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697