



## OTOSCOPIO HEINE MINI 3000 LED A F.O.

Codice GEF (SKU) **31676**

EAN / GTIN **4053755158638**

Confezione **1**

OTOSCOPIO HEINE MINI 3000 LED A F.O. Otoscopio Mini 3000 LEDHQ a F.O. • Nero • Codice HEINE: D-008.70.110 • Speculum monouso AllSpec 10 pz. x 4 mm • Manico batteria (Batterie incluse) Otoscopio compatto con illuminazione particolarmente brillante e resa cromatica autentica grazie al LEDHQ (il LED non richiede sostituzione). Design esclusivo e struttura robusta. Vista dettagliata - immagini ad alta risoluzione, riflessi minimi - ingrandimento 3X - la tecnologia a fibre ottiche offre un'illuminazione senza riflessi del timpano e del condotto uditivo - particolarmente brillante grazie al LEDHQ - tempo di funzionamento fino a 10 ore Funzionamento intuitivo - sempre a portata di mano grazie al pratico attacco a clip - spegnimento automatico appena viene agganciato alla tasca - strumentazione semplice Visualizzazione finestra fissa, ruotabile lateralmente - test pneumatico della membrana timpanica mediante porta di insufflazione integrata

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**4053755158638**

CODICE GEF

**31676**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697