



Otoscopio Heine Mini 3000 Led A F.O.

Codice GEF (SKU) 31677

EAN / GTIN 4053755158645

Confezione 1

OTOSCOPIO HEINE MINI 3000 LED A F.O. Otoscopio Mini 3000 LEDHQ a F.O. • Blu • Codice HEINE: D-008.70.110 • Speculum monouso AllSpec 10 pz. x 4 mm • Manico batteria (Batterie incluse)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755158645

CODICE GEF

31677



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697