



Otoscopio Heine Mini 3000 LED a F.o. con Speculum Riutilizzabili e Astuccio - Nero - D-885.20.021

Codice GEF (SKU) 31678

EAN / GTIN 4053755161171

OTOSCOPIO HEINE MINI 3000 LED A F.O. Otoscopio Mini 3000 LEDHQ a F.O. • Nero • Codice HEINE: D-885.20.021 • Speculum riutilizzabili 4 pz. x 4 mm • Speculum monouso AllSpec 10 pz. x 4 mm • Manico batte

CARATTERISTICHE TECNICHE

- OTOSCOPIO HEINE MINI 3000 LED A F.O. Otoscopio Mini 3000 LEDHQ a F.O.
- Nero
- Codice HEINE: D-885.20.021
- Speculum riutilizzabili 4 pz. x 4 mm
- Speculum monouso AllSpec 10 pz. x 4 mm
- Manico batteria (Batterie incluse)
- Astuccio rigido Otoscopio compatto con illuminazione particolarmente brillante e resa cromatica autentica grazie al LEDHQ (il LED non richiede sostituzione). Design esclusivo e struttura robusta. Vista dettagliata - immagini ad alta risoluzione, riflessi minimi - ingrandimento 3X - la tecnologia a fibre ottiche offre un'illuminazione senza riflessi del timpano e del condotto uditivo - particolarmente brillante grazie al LEDHQ - tempo di funzionamento fino a 10 ore Funzionamento intuitivo - sempre a portata di mano grazie al pratico attacco a clip - spegnimento automatico appena viene agganciato alla tasca - strumentazione semplice Visualizzazione finestra fissa, ruotabile lateralmente - test pneumatico della membrana timpanica mediante porta di insufflazione integrata


DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755161171

CODICE GEF

31678



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697