




Otoscopio Heine Mini 3000 a F.o. Manico Ricaricabile - Nero

Codice GEF (SKU) 31682

OTOSCOPIO 2,5 V MINI 3000 - MANICO RICARICABILE • F.O. Xenon • MANICO RICARICABILE (Necessita del caricatore Heine Mini 3000 NT codice 31692) • Colore: nero • Codice HEINE: D-001.70.301 • Fornito in una confezione con 5 specula monouso Ø 4 e 5 mm Ø 2,5 mm

Moderno otoscopio tascabile dal design unico e compatto, ad elevata intensità luminosa. - lampade alogene XHL Xenon a luce chiara ed autentica resa cromatica - 20.000 accensioni garantite - illuminazione distale a fibre ottiche (F.O.): illuminazione omogenea e priva di riflessi del timpano e del condotto uditivo - finestrina di osservazione con ingrandimento 3x e superficie della struttura ottimizzata per un'immagine grande e chiara con riflessi minimi. Finestrina integrata con lente orientabile lateralmente - test pneumatico per verificare la mobilità della membrana timpanica tramite raccordo soffiatore ed elemento di raccordo soffiatore opzionale - clip con interruttore integrato acceso / spento - batteria ricaricabile: AA o batterie opzionali ricaricabili (31693) con confezione Mini NT (31692). - 2 pezzi: testina e manico. Facile manutenzione, flessibile. Compatibile con altri manici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- OTOSCOPIO 2,5 V MINI 3000 - MANICO RICARICABILE
- F.O. Xenon
- MANICO RICARICABILE (Necessita del caricatore Heine Mini 3000 NT codice 31692)
- Colore: nero
- Codice HEINE: D-001.70.301
- Fornito in una confezione con 5 specula monouso Ø 4 e 5 mm Ø 2,5 mm Moderno otoscopio tascabile dal design unico e compatto, ad elevata intensità luminosa. - lampade alogene XHL Xenon a luce chiara ed autentica resa cromatica - 20.000 accensioni garantite - illuminazione distale a fibre ottiche (F.O.): illuminazione omogenea e priva di riflessi del timpano e del condotto uditivo - finestrina di osservazione con ingrandimento 3x e superficie della struttura ottimizzata per un'immagine grande e chiara con riflessi minimi. Finestrina integrata con lente orientabile lateralmente - test pneumatico per verificare la mobilità della membrana timpanica tramite raccordo soffiatore ed elemento di raccordo soffiatore opzionale - clip con interruttore integrato acceso / spento - batteria ricaricabile: AA o batterie opzionali ricaricabili (31693) con confezione Mini NT (31692). - 2 pezzi: testina e manico. Facile manutenzione, flessibile. Compatibile con altri manici.

CODICE GEF

31682



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it