



Otoscopio Heine Mini 3000 Led A F.O. Manico Ricaricabile

Codice GEF (SKU) **31683**

EAN / GTIN **4053755178728**

Confezione **1**

OTOSCOPIO HEINE MINI 3000 LED A F.O. Otoscopio Mini 3000 LEDHQ a F.O. • Nero • Codice HEINE: D-008.70.301 • Speculum monouso AllSpec 10 pz. x 4 mm • Manico ricaricabile (Richiede caricatore Heine Mini 3000 NT cod. 31692)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755178728

CODICE GEF

31683



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697