



## Oftalmoscopio Heine Mini 3000 LED

Codice GEF (SKU) 31688

EAN / GTIN 4053755158737

OFTALMOSCOPIO HEINE MINI 3000 LED 2,5V Oftalmoscopio Mini 3000 LEDHQ · Nero · Codice HEINE: D-008.71.120 · Manico batteria (Batterie incluse) Moderno oftalmoscopio tascabile con LEDHQ. Luce brillante

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- OFTALMOSCOPIO HEINE MINI 3000 LED 2,5V Oftalmoscopio Mini 3000 LEDHQ
- Nero
- Codice HEINE: D-008.71.120
- Manico batteria (Batterie incluse) Moderno oftalmoscopio tascabile con LEDHQ. Luce brillante e concentrata per un'illuminazione ottimale, immagini brillanti e resa cromatica autentica. Apertura stellina di fissazione con filtro grigio per ridurre l'intensità luminosa. Ottica eccellente, resa cromatica eccezionale, dimensioni minime. Diagnosi attendibili - il processo di esame semplice non richiede dilatazione delle pupille - immagini chiare ad alta risoluzione con riflessi minimi - 18 lenti da - 20 a + 20 D evitano i maggiori errori di rifrazione - stellina di fissazione comprendente filtro grigio per i pazienti sensibili alla luce - 5 aperture differenti Funzionamento intuitivo - spegnimento automatico appena viene agganciato alla tasca - utilizzo pratico con un solo dito - manico e testina in 2 pezzi per facilitare la manutenzione e l'espandibilità

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	FORMATO	EAN	CONFEZIONE
31688	Nero	4053755158737	1 pz.
31690	Blu	4053755158737	1 pz.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755158737

CODICE GEF

31688



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)