



## CONNETTORE HEINE MINI 3000 per test pneumatico

Codice GEF (SKU) 31691

EAN / GTIN 4053755124060

Confezione 1

Connettore MINI 3000 per test pneumatico Codice HEINE: D-000.80.101

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755124060

CODICE GEF

31691



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697