



# Oftalmoscopio Heine Mini 3000 Led Manico Ricaricabile

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31695

EAN / GTIN 8023279316957

Confezione 1

OFTALMOSCOPIO HEINE MINI 3000 LED 2,5V Oftalmoscopio Mini 3000 LEDHQ · Nero · Codice HEINE: D-008.71.200 · Manico ricaricabile (Richiede caricatore Heine Mini 3000 NT cod. 31692)

Moderno oftalmoscopio tascabile con LEDHQ. Luce brillante e concentrata per un'illuminazione ottimale, immagini brillanti e resa cromatica autentica. Apertura stellina di fissazione con filtro grigio per ridurre l'intensità luminosa. Ottica eccellente, resa cromatica eccezionale, dimensioni minime.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12019080

EAN / GTIN

8023279316957

CODICE GEF

31695



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697