



Set Heine Mini 3000 LED a F.o. Oto + Oftalmoscopio - Nero - D-886.11.021

Codice GEF (SKU) 31696

EAN / GTIN 4053755161256

SET DIAGNOSTICO OTO-OFTALMOSCOPIO HEINE MINI 3000 LEDHQ
Oto-oftalmoscopio illuminazione diretta Mini 3000 LEDHQ a F.O. • Nero
• Codice HEINE: D-886.11.021 • Speculum riutilizzabili 4 pz. x 4 mm •
Spec

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SET DIAGNOSTICO OTO-OFTALMOSCOPIO HEINE MINI 3000 LEDHQ Oto-oftalmoscopio illuminazione diretta Mini 3000 LEDHQ a F.O.
- Nero
- Codice HEINE: D-886.11.021
- Speculum riutilizzabili 4 pz. x 4 mm
- Speculum monouso AllSpec 10 pz. x 4 mm
- Manico batteria (Batterie incluse)
- Astuccio rigido Moderno oftalmoscopio tascabile combinato con un otoscopio compatto e molto brillante. Pratico e con illuminazione LEDHQ. Luce brillante e concentrata per un'illuminazione ottimale, immagini brillanti e resa cromatica autentica.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755161256

CODICE GEF

31696



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697