

GEF Medica

# Set Heine Mini 3000 LED a F.o. Oto + Oftalmoscopio

Codice GEF (SKU) 31697

SET DIAGNOSTICO OTO-OFTALMOSCOPIO HEINE MINI 3000 LEDHQ  
Oto-oftalmoscopio illuminazione diretta Mini 3000 LEDHQ a F.O.

- Nero
- Codice HEINE: D-886.11.021
- Speculum riutilizzabili 4 pz. x 4 mm
- Speculum monouso AllSpec 10 pz. x 4 mm
- Manico batteria (Batterie incluse)
- Astuccio rigido Moderno oftalmoscopio tascabile combinato con un otoscopio compatto e molto brillante. Pratico e con illuminazione LEDHQ.

Luce brillante e concentrata per un'illuminazione ottimale, immagini brillanti e resa cromatica autentica.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- SET DIAGNOSTICO OTO-OFTALMOSCOPIO HEINE MINI 3000 LEDHQ Oto-oftalmoscopio illuminazione diretta Mini 3000 LEDHQ a F.O.
- Nero
- Codice HEINE: D-886.11.021
- Speculum riutilizzabili 4 pz. x 4 mm
- Speculum monouso AllSpec 10 pz. x 4 mm
- Manico batteria (Batterie incluse)
- Astuccio rigido Moderno oftalmoscopio tascabile combinato con un otoscopio compatto e molto brillante. Pratico e con illuminazione LEDHQ. Luce brillante e concentrata per un'illuminazione ottimale, immagini brillanti e resa cromatica autentica.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF

31697



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697