



Set Heine Mini 3000 LED Direct Oto + Oftalmoscopio - Nero - D-872.11.021

Codice GEF (SKU) 31698

EAN / GTIN 4053755202560

SET DIAGNOSTICO OTO-OFTALMOSCOPIO HEINE MINI 3000 LEDHQ
Oto-oftalmoscopio illuminazione diretta Mini 3000 LEDHQ • Nero •
Codice HEINE: D-872.11.021 • Speculum riutilizzabili 4 pz. x 4 mm •
Speculum mo

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SET DIAGNOSTICO OTO-OFTALMOSCOPIO HEINE MINI 3000 LEDHQ Oto-oftalmoscopio illuminazione diretta Mini 3000 LEDHQ
- Nero
- Codice HEINE: D-872.11.021
- Speculum riutilizzabili 4 pz. x 4 mm
- Speculum monouso AllSpec 10 pz. x 4 mm
- Manico batteria (Batterie incluse)
- Astuccio rigido Moderno oftalmoscopio tascabile combinato con un otoscopio compatto e molto brillante. Pratico e con illuminazione LEDHQ. Luce brillante e concentrata per un'illuminazione ottimale, immagini brillanti e resa cromatica autentica.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755202560

CODICE GEF

31698



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697