

GEF Medica

Manico a Batterie Heine per Mini 3000 - Nero - Ricambio

Codice GEF (SKU) 31706

Manico batteria per tutti i MINI 3000 - ricambio Codice HEINE: D-001.79.021

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Manico batteria per tutti i MINI 3000 - ricambio
- Codice HEINE: D-001.79.021

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
31706

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697