



Testina Otoscopio Heine Beta 200 Led A F.O. 2 5 V

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31710

EAN / GTIN 4053755114658

Confezione 1

Testina Otoscopio Heine Beta 200 Led A F.O. 2 5 V

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12149006

EAN / GTIN

4053755114658

CODICE GEF

31710



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697