



# Testina Otoscopio Heine Beta 400 Led A F.O. 2 5 V

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31712

EAN / GTIN 4053755179718

Confezione 1

Testina Otoscopio Heine Beta 400 Led A F.O. 2 5 V

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12149006

EAN / GTIN

4053755179718

CODICE GEF

31712



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697