



# Manico a Batterie Heine Beta - 2,5 V -X- 001.99.118

Codice GEF (SKU) 31716

EAN / GTIN 4053755143535

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755143535

CODICE GEF

31716



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697