



Manico Ricaricabile Heine BETA4 NT - X- 007.99.396

Codice GEF (SKU) 31717

EAN / GTIN 4053755182329

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755182329

CODICE GEF

31717



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697