



## Kit Manico Li-ion Ricaricabile Heine BETA4 USB - X-007.99.388

Codice GEF (SKU) 31719

EAN / GTIN 4053755182572

KIT MANICO Li-Ion RICARICABILE HEINE BETA4 USB - X-007.99.388  
Kit per semplificare la conversione dei vecchi manici Heine BETA nella nuova generazione di manici ricaricabili BETA4 USB. Il kit comprend

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- KIT MANICO Li-Ion RICARICABILE HEINE BETA4 USB - X-007.99.388 Kit per semplificare la conversione dei vecchi manici Heine BETA nella nuova generazione di manici ricaricabili BETA4 USB. Il kit comprende il manico ricaricabile completo di batteria agli ioni di litio ricaricabile, base-chiusura BETA4 USB, cavo USB con alimentatore plug-in per uso medico e astuccio.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755182572

CODICE GEF

31719



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697