



Otoscopio Heine Beta 200 Led F.O.

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31724

EAN / GTIN 4053755115402

Confezione 1

OTOSCOPIO LEDHQ F.O. HEINE BETA 200 - 2,5V - B-141.10.118

Durata eccezionale combinata a ingrandimento 3x ottimale.

Illuminazione particolarmente intensa grazie a LEDHQ. Solido alloggiamento metallico. Fornito in astuccio rigido con manico BETA a batterie 2,5V con reostato, un set di speculum monouso e un set di speculum riutilizzabili. Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12149006

EAN / GTIN

4053755115402

CODICE GEF

31724



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697