



Otoscopio Heine Beta 400 Led F.O.

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31728

EAN / GTIN 4053755182718

Confezione 1

OTOSCOPIO HEINE BETA 400 LED A F.O. B-143.24.420 Ingrandimento esclusivo di 4,2X. LED di alta qualità con controllo continuo della luminosità. Scocca interamente in metallo e lenti in vetro resistenti ai graffi. Temperatura di colore: 3.500 K. Indice di resa cromatica > 97. Profondità visuale eccellente e immagini nitide.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12149006

EAN / GTIN

4053755182718

CODICE GEF

31728



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697