



# Oftalmoscopio Heine Beta 200 Led

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31729

EAN / GTIN 4053755121809

Confezione 1

OFTALMOSCOPIO LEDHQ HEINE BETA 200 - 2,5 V - C-144.10.118

L'esclusivo sistema ottico asferico elimina i riflessi della cornea e dell'iride. Anche con pupille piccole (illuminazione intensa) si ha una visione ampia della retina. BETA 200 ha 6 diaframmi con "filtro verde" separato. Raccomandato per pupille piccole o dilatate. Adatto per oftalmoscopia a fessura o per fluorescenza e per test della fissazione oculare. Lenti da -35 a +40D. Fornito in astuccio rigido.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12120114

EAN / GTIN

4053755121809

CODICE GEF

31729



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697