



Oftalmoscopio Heine Beta 200 F.o. - 3,5V Li-ion - C-144.27.388

Codice GEF (SKU) 31731

OFTALMOSCOPIO HEINE BETA 200 F.O. - 3.5V Li-ion - C-144.27.388
Con manico USB ricaricabile (a rete) e batterie Li-ion. Il sistema ottico asferico unico elimina riflessi della cornea e dell'iride. Anche con pupille piccole non dilatate si ha una visione ampia della retina. BETA 200 ha 6 diaframmi con "filtro verde". Raccomandato per pupille piccole o dilatate: lenti da -35 a +40D. Adatto per oftalmologia a fessura o fluorescente e per test di fissaggio. Fornito in astuccio rigido con lampadina di ricambio. Made in Germany.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- OFTALMOSCOPIO HEINE BETA 200 F.O. - 3.5V Li-ion - C-144.27.388
- Con manico USB ricaricabile (a rete) e batterie Li-ion.
- Il sistema ottico asferico unico elimina riflessi della cornea e dell'iride. Anche con pupille piccole non dilatate si ha una visione ampia della retina. BETA 200 ha 6 diaframmi con "filtro verde".
- Raccomandato per pupille piccole o dilatate: lenti da -35 a +40D.
- Adatto per oftalmologia a fessura o fluorescente e per test di fissaggio.
- Fornito in astuccio rigido con lampadina di ricambio.
- Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
31731



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697