



Oftalmoscopio Heine Beta 200 F.O. 3 5V Li Ion

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31732

EAN / GTIN 4053755184514

Confezione 1

OFTALMOSCOPIO F.O. HEINE BETA 200 - Li-ion 3,5 V - C-144.28.388

Con il manico USB ricaricabile (a rete) e batterie Li-ion. L'esclusivo sistema ottico asferico elimina i riflessi della cornea e dell'iride. Anche con pupille piccole (illuminazione intensa) si ha una visione ampia della retina. BETA 200 ha 6 diaframmi con "filtro verde" separato.

Raccomandato per pupille piccole o dilatate. Adatto per oftalmoscopia a fessura o per fluorescenza e per test della fissazione oculare. Lenti da -35 a +40D.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12120114

EAN / GTIN

4053755184514

CODICE GEF

31732



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697