



Oftalmoscopio Heine Beta 200S Alogeno - 2,5V C-261.10.118

Codice GEF (SKU) 31735

OFTALMOSCOPIO HEINE BETA 200S - 2,5 V - C-261.10.118 Ottiche asferiche di qualità superiore e 74 diottrie a step di 1 diottria - sistema ottico unico: eliminati riflessi della cornea e dell'iride. Anche con pupille in miosi si ha una visione ampia della retina. - tecnologia Xenon alogena (XHL) o LED: luce bianca brillante - finestrella di osservazione applicata in profondità: riduce l'interferenza di luce laterale - parti ottiche montate su struttura portante in metallo - forma ergonomica: si adatta alle orbite - 7 diaframmi con filtro senza rosso separato - intervallo di correzione: perfetta messa a fuoco anche con forti errori di rifrazione - resa dei colori ottimale Made in Germany.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- OFTALMOSCOPIO HEINE BETA 200S - 2,5 V - C-261.10.118
- Ottiche asferiche di qualità superiore e 74 diottrie a step di 1 diottria
- sistema ottico unico: eliminati riflessi della cornea e dell'iride. Anche con pupille in miosi si ha una visione ampia della retina.
- tecnologia Xenon alogena (XHL) o LED: luce bianca brillante
- finestrella di osservazione applicata in profondità: riduce l'interferenza di luce laterale
- parti ottiche montate su struttura portante in metallo
- forma ergonomica: si adatta alle orbite
- 7 diaframmi con filtro senza rosso separato
- intervallo di correzione: perfetta messa a fuoco anche con forti errori di rifrazione
- resa dei colori ottimale
- Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
31735



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697