



Oftalmoscopio Heine Beta 200S Led 3 5V

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **31737**EAN / GTIN **4053755184330**Confezione **1**

OFTALMOSCOPIO LED HEINE BETA 200S - 3,5 V con manico USB ricaricabile - C-261.28.388 Ottiche asferiche di qualità superiore e 74 diottrie a step di 1 diottria - sistema ottico unico: eliminati riflessi della cornea e dell'iride. Anche con pupille in miosi si ha una visione ampia della retina. - tecnologia Xenon alogena (XHL) o LED: luce bianca brillante - finestrella di osservazione applicata in profondità: riduce l'interferenza di luce laterale - parti ottiche montate su struttura portante in metallo

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12019080

EAN / GTIN

4053755184330

CODICE GEF

31737

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697