



Set Heine K 180 LED F.o. Otoscopio + Oftalmoscopio

Codice GEF (SKU) **31739**

EAN / GTIN **4053755113446**

SET OTO-OFTALMO LED F.O. HEINE K180 - 2,5 V - A-279.10.118

Otoscopio e oftalmoscopio K180 con manico BETA a batterie 2,5 V e un set di speculum monouso. Fornito in astuccio rigido. Alloggiamento in po

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SET OTO-OFTALMO LED F.O. HEINE K180 - 2,5 V - A-279.10.118 Otoscopio e oftalmoscopio K180 con manico BETA a batterie 2,5 V e un set di speculum monouso. Fornito in astuccio rigido. Alloggiamento in policarbonato leggero e antiurto. Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755113446

CODICE GEF

31739



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697