



Set Heine K 180 F.o. Otoscopio + Oftalmoscopio

Codice GEF (SKU) 31740

ET OTO-OFTALMO F. O. HEINE K180 - 2,5 V - A-279.10.118 Otoscopio e oftalmoscopio K180 con manico BETA a batterie 2,5 V e un set di speculum monouso. Fornito in astuccio rigido. Made in Germany.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ET OTO-OFTALMO F. O. HEINE K180 - 2,5 V - A-279.10.118
- Otoscopio e oftalmoscopio K180 con manico BETA a batterie 2,5 V e un set di speculum monouso. Fornito in astuccio rigido.
- Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
31740



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697