



Oftalmoscopio Heine K 180 LED - 2,5V

Codice GEF (SKU) 31742

EAN / GTIN 4053755122356

OFTALMOSCOPIO LED HEINE K180 - 2,5 V - C-182.10.118 27 lenti da -35D a +40D 5 diaframmi differenti in 2 varianti. Made in Germany.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- OFTALMOSCOPIO LED HEINE K180 - 2,5 V - C-182.10.118 27 lenti da -35D a +40D 5 diaframmi differenti in 2 varianti. Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755122356

CODICE GEF

31742



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697