



Testina Oftalmoscopio Heine Beta 200 Led A F.O. 25 V

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31743

EAN / GTIN 4053755119981

Confezione 1

Testina Oftalmoscopio Heine Beta 200 Led A F.O. 25 V

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12120114

EAN / GTIN

4053755119981

CODICE GEF

31743



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697