



# Testina Oftalmoscopio Heine Beta 200 Led A F.O. 3 5 V

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31744

EAN / GTIN 4053755182534

Confezione 1

Testina Oftalmoscopio Heine Beta 200 Led A F.O. 3 5 V

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12120114

EAN / GTIN

4053755182534

CODICE GEF

31744



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697