



RETINOSCOPIO HEINE BETA 200 2,5 V a fessura

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31745

EAN / GTIN 4053755121533

Confezione 1

RETINOSCOPIO HEINE BETA 200 - a fessura - 2,5V - C-034.10.118
Con Parastop® (brev. US 5,859,687): per una selezione istantanea e precisa di un fascio di raggi di luce paralleli e per una facile individuazione del punto di neutralizzazione. - Tenuta ermetica: elimina la manutenzione - Un solo comando per convergenza e rotazione: di facile utilizzo - Filtro polarizzatore integrato: elimina luci interne e luci parassite per un riflesso migliore della pupilla - Uno strumento sia per retinoscopia a fessura che a spot, è sufficiente cambiare la lampadina - Tecnologia alogena XHL Xenon: luce bianca e chiara: nitido riflesso retinico - Forma ergonomica: si adatta alla cavità orbitale proteggendo da luci laterali l'occhio dell'osservatore Fornito in astuccio rigido con una lampadina di ricambio.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12120118

EAN / GTIN

4053755121533

CODICE GEF

31745



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697