



# TESTINA RETINOSCOPIO HEINE BETA 200 LED A F.O.

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 31747

EAN / GTIN 4053755119967

Confezione 1

TESTINA RETINOSCOPIO HEINE BETA 200 LED A F.O.

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	VOLTAGGIO	EAN	CONFEZIONE
31747	31747	4053755119967	1
31748	31748	4053755191598	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12120118

EAN / GTIN

4053755119967

CODICE GEF

31747



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697