

Lampadina Heine

2 varianti

Codice GEF (SKU) 31768

EAN / GTIN 4053755143801

Confezione 1

Lampadina di ricambio 3,5 V per codice 34369 · Codice HEINE: X-002.88.044



VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
31768	044	4053755143801	1
31782	084	4053755143382	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755143801

CODICE GEF

31768



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697