



LAMPADINA HEINE 035 per laringoscopi F.O. 34400,34401

Codice GEF (SKU) 31769

EAN / GTIN 4053755143214

Confezione 1

Lampadina di ricambio 2,5 V per codici 34400, 34401, 34430 • Codice HEINE: X-001.88.035

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755143214

CODICE GEF

31769



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697