



Lampadina Heine 037 Per Otoscopi F.O. Mini 2000

Codice GEF (SKU) 31771

EAN / GTIN 4053755143221

Confezione 1

Compatibile con i seguenti prodotti HEINE: Otoscopi K100 e Beta®
100 Specchi laringo Otoscopio Mini 2000 F.O. Otoscopio Alpha®
Abbassalingua Mini/Alpha

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755143221

CODICE GEF

31771



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697