



LAMPADINA HEINE 041 per Fibrilux

Codice GEF (SKU) 31774

EAN / GTIN 4053755143269

Confezione 1

Compatibile con i seguenti prodotti HEINE: Otoscopio Fibrilux mini
Mini 2000 Combilamp Mini 2000 Cliplamp Mini 1000 Cliplamp
Referenza Heine: 041

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755143269

CODICE GEF

31774



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697