



Lampadina Heine 110 Per Otoscopi Mini 3000

Codice GEF (SKU) 31775

EAN / GTIN 4053755143498

Confezione 1

Compatibile con otoscopio mini 3000

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755143498

CODICE GEF

31775



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697