



## Lampadina Heine 105 Per Otoscopi F.O. Mini 3000

Codice GEF (SKU) 31776

EAN / GTIN 4053755143443

Confezione 1

Otoscopio F.O. mini 3000

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755143443

CODICE GEF

31776



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697