



## LAMPADINA HEINE 107 per combilamp Mini 3000

Codice GEF (SKU) 31778

EAN / GTIN 4053755143467

Confezione 1

Compatibile con Combilamp mini 3000

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755143467

CODICE GEF

31778



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697