



## Lampadina Heine 109 Per Dermatoscopio Mini 3000

Codice GEF (SKU) 31779

EAN / GTIN 4053755143481

Confezione 1

Compatibile con dermatoscopio mini 3000

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755143481

CODICE GEF

31779



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697