



## LAMPADINA HEINE 057 per specchietti Mini 2000/3000

Codice GEF (SKU) 31785

EAN / GTIN 4053755143306

Confezione 1

Compatibile con Mini 2000, Mini 3000 laryngeal mirrors

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755143306

CODICE GEF

31785



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697