



Lampadina Heine 5V Per Otoscopi Alpha+ Beta100 K100 K100 Vet

Codice GEF (SKU) 31787

EAN / GTIN 4053755143849

Confezione 1

Lampadina HEINE Xenon 3,5 V Rif. Heine: 049 Compatibile con i seguenti prodotti HEINE: F.O. Otoscopi veterinari Alpha+, Beta 100, K 100, Beta 100; Alpha+, Beta® fermalingua

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755143849

CODICE GEF

31787



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697