



LAMPADINA HEINE 130 2,5V per retinoscopi Beta 200 alogeni o LED

Codice GEF (SKU) 31788

Confezione 1

LAMPADINE HEINE Rif. HEINE: 130 LED 2,5 V Compatibile con i seguenti prodotti HEINE: Retinoscopi LED/alogeni Beta 200

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF

31788



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697