



## Lampadine Compatibili Otoscopio Mini 3000

Codice GEF (SKU) 31795

EAN / GTIN 8023279317954

Confezione 1

Lampadina compatibile con i seguenti prodotti HEINE: Otoscopi Heine Mini 3000

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279317954

CODICE GEF

31795



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697