



LAMPADINE COMPATIBILI OTO F.O. MINI 3000

Codice GEF (SKU) 31796

EAN / GTIN 3701126703116

Confezione 1

Lampadina compatibile con i seguenti prodotti HEINE: Otoscopi F.O.
Heine Mini 3000

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

3701126703116

CODICE GEF

31796



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697