



Ri-former Stazione Diagnostica Xenon - 3,5 100-240 V - Standard

Codice GEF (SKU) 31800

EAN / GTIN 8023279318005

STAZIONI DIAGNOSTICHE MODULARI - XENON - 100-240V, 50/60 HZ

• Stazione diagnostica Ri-Former 3,5 - standard (include 2 manici, testina oto e oftalmico, dispenser speculum auricolari, orologio) RI-FORMER

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STAZIONI DIAGNOSTICHE MODULARI - XENON - 100-240V, 50/60 HZ
- Stazione diagnostica Ri-Former 3,5 - standard (include 2 manici, testina oto e oftalmico, dispenser speculum auricolari, orologio) RI-FORMER STAZIONE DIAGNOSTICA MODULARE La stazione diagnostica modulare può essere costruita in base alle necessità dell'utente, potendo estendersi in lunghezza da entrambi i lati. Il modulo base Ri-former® è disponibile con un manico e può essere completato con altri 4 manici. - la lampadina Xenon o LED 3,5 V crea condizioni simili alla luce del giorno - ottima efficienza elettronica grazie all'uso di un regolatore - la tensione di uscita costante indipendentemente dalla rete elettrica prolunga la vita delle lampadine e garantisce l'intensità ottimale della luce - accensione/spegnimento automatici quando si prelevano/ripongono gli strumenti (permette risparmio energetico e preserva le lampadine) - manici antiscivolo con presa ergonomica e reostato: luminosità regolabile infinite volte e accensione/spegnimento manuali sul manico - cavo a spirale fino a 3 metri Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279318005

CODICE GEF

31800



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697