



## Ri-former Stazione Diagnostica LED - 3,5 100-240 V Grande

Codice GEF (SKU) **31806**

EAN / GTIN **8023279318067**

STAZIONI DIAGNOSTICHE MODULARI - LED - 100-240V, 50/60 HZ •  
Stazione diagnostica Ri-Former 3,5 - grande (comprende modello 31801 + sfigno) RI-FORMER STAZIONE DIAGNOSTICA MODULARE  
La stazione diagnostica

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- STAZIONI DIAGNOSTICHE MODULARI - LED - 100-240V, 50/60 HZ
- Stazione diagnostica Ri-Former 3,5 - grande (comprende modello 31801 + sfigno) RI-FORMER STAZIONE DIAGNOSTICA MODULARE La stazione diagnostica modulare può essere costruita in base alle necessità dell'utente, potendo estendersi in lunghezza da entrambi i lati. Il modulo base Ri-former® è disponibile con un manico e può essere completato con altri 4 manici.
  - la lampadina Xenon o LED 3,5 V crea condizioni simili alla luce del giorno - ottima efficienza elettronica grazie all'uso di un regolatore - la tensione di uscita costante indipendentemente dalla rete elettrica prolunga la vita delle lampadine e garantisce l'intensità ottimale della luce - accensione/spegnimento automatici quando si prelevano/ripongono gli strumenti (permette risparmio energetico e preserva le lampadine) - manici antiscivolo con presa ergonomica e reostato: luminosità regolabile infinite volte e accensione/spegnimento manuali sul manico - cavo a spirale fino a 3 metri Made in Germany.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279318067**

CODICE GEF

**31806**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697