



Ri-former Stazione Diagnostica Base Senza Orologio - 2 Manici - 3,5 - 110-240V - 3652-300

Codice GEF (SKU) **31808**

EAN / GTIN **4045396130814**

MODULI RI-FORMER® - 100-240V, 50/60 HZ • Modulo base 2 manici 3,5 - 3652-300 Made in Germany.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- MODULI RI-FORMER® - 100-240V, 50/60 HZ
- Modulo base 2 manici 3,5 - 3652-300 Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396130814

CODICE GEF

31808



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697