



Ri-former Stazione Diagnostica Base con Orologio - 1 Manico - 3,5 - 110-240V - 3650

Codice GEF (SKU) **31809**

EAN / GTIN **4045396126886**

MODULI RI-FORMER® - 100-240V, 50/60 HZ · Modulo base 1 manico 3,5 - 3650 Made in Germany.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- MODULI RI-FORMER® - 100-240V, 50/60 HZ
- Modulo base 1 manico 3,5 - 3650 Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396126886

CODICE GEF

31809



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697